



**Комфорт и безопасность для активных
пользователей протезов**

Чехол на культю голени	3
Чехол на культю DERMA SEAL, SEAL FORTE, DOUBLE FORTE	
Чехол для лайнера, х/б	
Чехол для лайнера, нейлон	
Нейлоновый чехол	
Чехол на культю, поглощающий влагу	
Махровый чехол	
Хлопчатобумажный чехол	
Шерстяной чехол	
Чехол на культю бедра	7
Чехол для одевания протеза "Easy fit"	
Компрессионный чехол	
Нейлоновый чехол на культю бедра / защитная оболочка из нейлона	
Шерстяной чехол на культю бедра	
Чехол для лайнера, х/б	
Чехол для лайнера, нейлон	
Косметические чулки	8
Перлоновые гольфы для голени	
Перлоновые чулки для бедра	
Лайнеры	9
Силикон-лайнер (6Y40, 6Y41)	
Силикон-гель лайнер (6Y70, 6Y71)	
Техногель лайнер (6Y60, 6Y61)	
Лайнер PROFILE (6Y511, 6Y510)	
Лайнер SIMPLICITY (6Y520, 6Y521)	
Лайнер SIMPLICITY TAPERED (6Y522, 6Y523)	
Сополимерный лайнер (6Y90, 6Y92)	
Лайнер индивидуального изготовления (6Y400, 6Y400=M)	
Лайнер для бедра (6Y80)	
Средства по уходу за нижними конечностями	12
Комплект DERMA, DERMA CLEAN, DERMA PREVENT, DERMA REPAIR	
Средства по уходу за верхними конечностями	12
Специальное чистящее средство для перчаток	
Пульверизатор	
Крем для лайнера	
Средства для крепления протеза	13
Наколенник Derma Protection Knee Comfort	
Наколенник Derma ProFlex	
Наколенник для крепления протеза голени (прорезиненный)	
Наколенник для крепления протеза голени (с силиконовым противоскользятелем)	
Наколенник для системы Harmony®	
Поддерживающий бандаж для протеза бедра	
Косметические перчатки	14
Косметические перчатки со специальным покрытием	14
Оболочка мужской кисти протеза Skin Clean	
Оболочка женской кисти протеза Skin Clean	
Оболочка детской кисти протеза Skin Clean	
Оболочка электрокисти Skin Clean	
Технические средства реабилитации	15
Санитарно-гигиеническое оснащение	15

Больше безопасности и комфорта – каждый день!

Вести активный образ жизни. Делать то, что Вы действительно хотите! С каждым шагом ощущать максимальный комфорт и безопасность, чувствовать себя уверенно – все это возможно благодаря вспомогательным средствам и изделиям, предназначенным для обеспечения удобства при пользовании протезом.

Фирма «ОТТО БОКК Сервис» – дочернее предприятие всемирно известного немецкого концерна «OTTO BOCK Health Care GmbH», успешно осуществляет свою деятельность на российском рынке с 1992 года. Наряду с изготовлением протезов верхних и нижних конечностей и ортезированием, одним из важных направлений деятельности является производство продукции, повышающей комфорт и безопасность для людей, пользующихся протезами.

Ассортимент изделий ОТТО БОКК очень широк и включает себя современные средства по уходу за культей, косметические чулки, чехлы для культи из высококачественных материалов, систему лайнеров для пациентов с любым уровнем ампутации и уровнем активности; подъемники для ванн, ходунки, санитарно-гигиеническое оборудование и многое другое. Все направленно на то, чтобы пациенту было удобно и безопасно в повседневной жизни.

Основополагающим фактором при производстве подобной продукции для ОТТО БОКК всегда остается соответствие индивидуальным потребностям человека. Поэтому разработка наших изделий ведется в тесном сотрудничестве с практикующими врачами и самими пациентами.

ОТТО БОКК – компетентная помощь в любых ситуациях!



ЧЕХЛЫ НА КУЛЬТЮ



При использовании протезов и ортезов определенные зоны на коже часто испытывают сильную нагрузку, на которую они не были рассчитаны природой. Вследствие этого могут возникать боли от излишнего давления и трения, потовыделение и другие ощущения физического дискомфорта.

С помощью чехлов для голени производства ОТТО БОКК можно успешно предотвратить слишком сильную нагрузку на кожу или вовсе воспрепятствовать ее образованию.

Для изготовления чехлов на культю используется высококачественный хлопок, натуральная шерсть и смешанные ткани. Таким образом, удастся в значительной степени избежать неприятного трения кожи, воспалений и мозолей.

Чехлы на культю производства ОТТО БОКК:


- защищают кожу
- впитывают пот
- предотвращают трение, покраснение, перепады температуры кожи

Чехлы на культю DermaSeal идеально подходят пациентам с ампутацией голени. Чехлы имеют специальное покрытие из полимерного геля. Благодаря его вязкости уменьшаются травмирующие трение, давление и нагрузка на кожу, за счет чего повышается комфорт при использовании гильзы протеза.



Другое достоинство гелевого покрытия: в полимерном геле содержится специальное питательное минеральное масло, оказывающее смягчающее воздействие на кожу.


Чехол на культю DERMA SEAL (арт. 453D7)



Чехол Derma Seal предназначен для пациентов со средним уровнем активности. Он состоит из эластичной нейлоновой ткани, покрытой полимерным гелем. Гель снабжен специальными минеральными добавками. При использовании чехла улучшается кожный покров культы.

Артикул	453D7							
Размеры	1	2	3	4	5	6	7	8
Длина чехла*	30 см	40 см	40 см	45 см	45 см	50 см	50 см	50 см
Длина гелевого покрытия	20 см	25 см	25 см	33 см	25 см	33 см	33 см	33 см


Чехол на культю DERMA SEAL FORTE (арт. 453D4)



Чехол Derma Seal Forte предназначен для пациентов с высоким уровнем активности. Гель, покрывающий ткань, снабжен специальными минеральными добавками. При использовании чехла улучшается кожный покров культы. Ткань CoolMax® повышает носкость и комфорт при использовании.

Артикул	453D7				
Размеры	1	2	3	10	20
Длина чехла*	30 см	30 см	40 см	65 см	75 см
Длина гелевого покрытия	25 см	25 см	30 см	25 см	30 см

Чехол на культю DERMA SEAL DOUBLE FORTE (арт. 453D5)



Чехол Derma Seal Double Forte предназначен для пациентов высокого уровня активности и с костистыми культями. Полимерный гель находится между двумя слоями ткани CoolMax®. Особо прочный.

Артикул	453D5				
Размеры	1	2	3	10	20
Длина чехла*	30 см	30 см	30 см	65 см	75 см
Длина гелевого покрытия	25 см	25 см	30 см	25 см	30 см

* Возможное отклонение + 10%

Чехол на культю для лайнера (арт. 451F6)



С прорезиненным отверстием в дистальной части, белый, 85% хлопок, 15% Lycra® (лайкра). Чехол предназначен для компенсации потери объемных размеров культи.

Длина чехла для протеза голени 30-45 см

Длина чехла для протеза бедра 25-40 см

Чехол на культю для лайнера (арт. 451F4)



Нейлоновый чехол на культю для лайнера. С прорезиненным отверстием в дистальной части, белый, 90% полиамид, 10% Lycra® (лайкра). Чехол предназначен для компенсации потери объемных размеров культи.

Длина чехла для протеза голени 30-45 см

Длина чехла для протеза бедра 25-40 см

Нейлоновый чехол на культю (арт. 451U9)



Для модульных протезов голени. Чехол повышенной прочности предназначен для компенсации потери объемных размеров культи.

Длина 25-55 см

Чехол на культю, поглощающий влагу (арт. 451F30)



Чехол выполнен из материала нового поколения, специально разработанного для использования в протезировании. Он хорошо регулирует влажность кожи за счет "дышащего" материала, пропускающего воздух.

Размеры S-L

Длина 35-45 см

Махровый чехол на культю (арт. 451F2)



Белый, махровый, предназначен для пациентов с ампутацией голени. Чехол предназначен для компенсации потери объемных размеров культи.

Длина 20-60 см

Хлопчатобумажный чехол на культю голени (арт. 451F3)



Белый, тонкий, предназначен для пациентов с ампутацией голени. 100% хлопок.

Длина 20-60 см

Шерстяной чехол на культю (арт. 451U1)



Натуральная шерсть, для коротких протезов голени.

Длина 30-50 см

Чехлы на культю бедра

Чехол для одевания протеза бедра "Easy Fit" (арт. OC1560)



Обеспечивает правильное и быстрое одевание протеза бедра в положении сидя. Изготовлен из высокопрочного парашютного шелка. Подбирается в соответствии с размером. Может так же использоваться для одевания протеза руки.

Компрессионный чехол на культю бедра (арт. 451F12)



Компрессионные чехлы - важное дополнение к протезированию в послеоперационный период. Они просты в использовании и обеспечивают равномерное давление от дистальной до проксимальной области культи. Чехлы уменьшают послеоперационный отек, улучшают кровообращение, предотвращают появление отеков после снятия протеза. Имеется несколько видов компрессии.

Размеры	XS-XXL
Длина	20-35 см

Нейлоновый чехол на культю бедра / защитная оболочка из нейлона (арт. 451B9)



Изготовлен из нейлона, надевается на культю бедра. Служит для повышения комфорта при использовании протеза бедра.

Длина	20-50 см
-------	----------

Шерстяной чехол на культю бедра (арт. 451B1)



Шерстяной чехол, надевается на культю бедра. Служит для повышения комфорта при использовании протеза бедра.

Длина	25-85 см
-------	----------

Косметические чулки



Большинство пациентов хотят получить кроме функционального восстановления утраченной конечности зрительно незаметный протез. Поэтому особое значение имеет внешнее оформление модульного протеза, как косметически-функционального изделия любого уровня ампутации. Для этого компания ОТТО БОКК предлагает различные косметические чулки для придания естественного внешнего вида.

Перлоновые гольфы (арт. 99B16)



Перлоновые гольфы с резиновой тесьмой предназначены для придания натурального вида модульным протезам голени.

Размеры	1-3
Длина	38,5-44,5 см



Телесный



Бронзовый

Перлоновые чулки (арт. 99B14)



Перлоновые чулки с резиновой тесьмой предназначены для придания натурального вида модульным протезам при экзартикуляции в коленном суставе, для протезов бедра и таза.

Размеры	0-3
Длина	59-72 см



Телесный



Бронзовый

Лайнеры



Качество жизни – это сочетание модульных протезов ОТТО БОКК с дополнительными средствами для культеприемной гильзы!

Система лайнеров ОТТО БОКК обеспечивает индивидуальный комфорт пациентам с любым уровнем ампутации и любым уровнем активности.

Силикон-лайнер (арт. 6Y40, 6Y41)



Силикон-лайнер обеспечивает удобство пользования протезом при повседневных и чрезмерных нагрузках. Лайнер предназначен для активных пациентов с ампутацией бедра и голени. Благодаря легко очищаемой поверхности его назначают пациентам, недавно перенесшим ампутацию. Надежное крепление и комфорт обеспечивает эластичный и благоприятный для кожи силиконом.

Артикул	6Y40	6Y41
Дистальное соединение	есть	нет
Длина	120-450 мм	

Силикон-гель лайнер (арт. 6Y70, 6Y71)



Силикон-гель лайнер создает повышенный комфорт и надежное крепление протеза, за счет утолщенного и более мягкого силикона. Внешнее текстильное покрытие лайнера обеспечивает высокую прочность и простоту обращения при надевании протеза. Лайнер предназначен для активных пациентов, имеющих недостаточный мышечный покров культы.

Артикул	6Y70	6Y71
Дистальное соединение	есть	нет
Длина	220–400 мм	

Техногель лайнер (арт. 6Y60, 6Y61)



Техногель лайнер ОТТО БОКК изготавливается из специального полиуретана, который способствует хорошей переносимости лайнера при контакте с кожей, за счет этого он обладает большими преимуществами при протезировании чувствительных, костистых культей. Для пациентов, больных сахарным диабетом, это преимущество является решающим, т.к. при повреждении кожи из-за слишком сильного давления на ней могут появляться незаживающие раны. Особая «текучая» структура полиуретана обеспечивает равномерное распределение давления на культю, а высокие амортизационные качества способствуют безопасности и комфорту. Благодаря текстильному покрытию, устойчивому к трению, и износостойкому материалу, Техногель лайнер долговечен и удобен в использовании. Техногель лайнер является оптимальным средством для пациентов с низким и средним уровнем активности.

Артикул	6Y60	6Y61
Дистальное соединение	есть	нет
Размер	160-340 мм	

Лайнер PROFILE анатомической формы, полиуретановый (арт. 6Y511, 6Y510)



Полиуретановый лайнер Profile имеет анатомическую форму. Благодаря согнутому положению в области колена он повышает удобство использования, особенно в положении сидя. Слегка утолщенная область большеберцовой кости уменьшает давление в этой чувствительной зоне.

Артикул	6Y511	6Y510
Дистальное соединение	есть	нет
Размер	160-400 мм	

Лайнер SIMPLICITY цилиндрической формы, полиуретановый (арт. 5Y520, 5Y521)



Полиуретановый лайнер Simplicity – простое решение для улучшения комфорта. Этот полиуретановый лайнер цилиндрической формы значительно утолщен в дистальной части. Предназначен для использования в системе Harmony®.

Артикул	6Y520	6Y521
Дистальное соединение	есть	нет
Размер	190-400 мм	

Лайнер SIMPLICITY TAPERED цилиндрической формы, полиуретановый, утонченный (арт. 6Y522, 6Y523)



Новый полиуретановый лайнер. Используется для системы крепления Harmony® и других протезов голени с вакуумным креплением.

Артикул	6Y522	6Y523
Дистальное соединение	есть	нет
Размер	190-400 мм	

Сополимерный лайнер (арт. 6Y90, 6Y92)



Сополимер-лайнер предназначен для пациентов с ампутацией голени всех уровней активности. Лучше всего подходит пациентам с сухой кожей, требующей увлажнения, со сложным рельефом культи, а так же с обильным потоотделением, так как обладает влагопоглощающим, впитывающим жидкость свойством.

Артикул	6Y90	6Y92
Дистальное соединение	есть	нет
Размер	200-360 мм	

Лайнер «ТЕС» – лайнер индивидуального изготовления (арт. 6Y400, 6Y400=M)



Лайнеры ОТТО БОКК по индивидуальному заказу – это лучшая возможность помочь пациентам с нестандартной формой и длиной культи.

Благодаря возможности заказать индивидуальный лайнер 6Y400 по гипсовой модели, протезирование пациентов даже с самыми необычными формами культи происходит без проблем.

При использовании полиуретанового материала учитываются естественные свойства кожи.

TF-Adapt лайнер для бедра (арт. 6Y80)



Благодаря высокой эластичности в поперечном направлении TF-Adapt лайнер на бедро точно повторяет форму культи. Специальная текстильная матрица материала снижает до минимума продольное растягивание. В то же время новый силикон улучшает прочное соединение культи бедра к лайнеру: высокий комфорт при использовании, хорошее управление протезом и высокая безопасность с каждым шагом.

Артикул	6Y80
Дистальное соединение	есть
Размер	280-550 мм

СРЕДСТВА ПО УХОДУ



Кожный покров людей, пользующихся протезами и ортезами, подвергается особенно большим нагрузкам. Специальная защита и уход за такой кожей имеют большое значение. Лечебный комплекс Derma обеспечивает необходимую защиту, не содержит консервантов, красителей и ароматизаторов, являясь идеальным средством для восстановления поврежденной и чувствительной кожи.

Средство для культи DERMA CLEAN
(арт. 453H10)



Бережно очищает кожу, pH-нейтральный, не содержит алкалоидов и фосфатов, имеет антибактерицидную формулу.

Средство для культи DERMA PREVENT
(арт. 453H12)



Предохраняет кожу от потертостей и мозолей, препятствует контакту с внешними аллергенами, имеет обволакивающее и защитное свойство, смягчает и увлажняет кожу, предотвращает потовые выделения и появление запаха.

предотвращает потовые выделения и появление запаха.

Средство для культи DERMA REPAIR
(арт. 453H14)



Восстанавливает поврежденные участки кожи, успокаивает раздраженную кожу, обладает антибактерицидным действием: повышает сопротивляемость кожи, улучшает

ее эластичность, улучшает кровоснабжение и способствует обновлению кожного покрова.

Derma – набор средств по уходу за культей
(арт. 453H30=D)



Включает сумочку с DERMA CLEAN, DERMA REPAIR, DERMA PREVENT.

Специальное чистящее средство для перчаток (арт. 640F12)



Специальное чистящее средство для косметической перчатки протеза в/к.

Пульверизатор (арт. 640F13)



Используется для распыления чистящего средства, на косметическую перчатку.

Крем для лайнера (арт. 453H1=1)



Повышает текучесть полиуретанового лайнера.

СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА

Наколенники для крепления протеза голени

Наколенник Derma Protection Knee Comfort (арт. 453A2)	Коленный бандаж для обеспечения надежного крепления протеза, при этом колену обеспечена высокая подвижность. Внутри наколенник покрыт полимерным гелем. Подходит для использования в системах вакуумного крепления. Размеры 1-4. Длина от 30 до 38 см.	
Наколенник Derma ProFlex (арт. 453A3)	Новый наколенник анатомической формы из прочного сополимера с текстильным покрытием. Идеально подходит для использования в протезе с клапаном (например, Harmony®). Для пациентов средней и высокой степени активности. Размер 1 – 3.	
Наколенник для крепления протеза голени (арт.453K7)	Износостойкий, прорезиненный текстильный бандаж для стандартного крепления протеза голени. Телесного цвета. Длина 25 см.	
Наколенник для крепления протеза голени (арт.453K6)	Износостойкий, прорезиненный текстильный бандаж для стандартного крепления протеза голени с противоскользящими силиконовыми полосками. Телесного цвета. Длина 28 см.	
Наколенник для системы Harmony® (арт. 454A7, 454A8)	Более прочный и мягкий полиуретановый наколенник с новым улучшенным покрытием. Внутренняя сторона со специальным неклеящим напылением облегчает надевание и снятие протеза. Коническая форма (арт. 454A8) идеально подходит пациентам с большим объемом бедра. В сочетании с системой Harmony®, создает оптимальную герметичность между гильзой и бедром пациента. Поставляется с защитной манжеткой для продления срока службы и защиты его качеств. Размеры 1 – 4 (арт. 454A7) и 1 – 7 (арт.454A8).	

Поддерживающий бандаж для протеза бедра (арт. 21B37)



Крепление для протеза бедра. Удобный, эластичный неопреновый бандаж одевается на протез и крепится на поясе. Телесного цвета.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Многие пациенты предъявляют высокие требования к форме и внешнему виду своих протезов. Косметические перчатки ОТТО БОКК выглядят настолько естественно, что полностью удовлетворяют требованиям пациентов, придающих самое важное значение восстановлению своего внешнего вида.

Мужская косметическая перчатка (арт. 8S4)	Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена коротким отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.	
Женская косметическая перчатка (арт. 8S5)	Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена длинным отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.	
Детская косметическая перчатка (арт. 8S6)	Предназначена для размера кисти 6 ¾, снабжена длинным отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.	
Косметическая перчатка для электрокисти (арт. 8S11)	Предназначена для миоэлектрических кистей. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.	

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Новые легко очищающиеся косметические перчатки Skin Clean для протезов верхних конечностей. Благодаря специальному долговечному покрытию их значительно проще очищать. Обычные загрязнения смываются простой водой с мылом. Эта серия разработана для всех видов протезов верхних конечностей ОТТО БОКК.

Мужская косметическая перчатка Skin Clean (арт. 8S4C)	Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена коротким отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.
Женская косметическая перчатка Skin Clean (арт. 8S5C)	Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена длинным отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.
Детская косметическая перчатка Skin Clean (арт. 8S6C)	Предназначена для размера кисти 6 ¾, снабжена длинным отворотом. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.
Косметическая перчатка для электрокисти Skin Clean (арт. 8S11C)	Предназначена для миоэлектрических кистей. Поставляется 18 различных цветовых оттенков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В своем стремлении к обеспечению людей с ограниченными возможностями максимальными комфортными условиями для жизни, фирма ОТТО БОКК не только изготавливает по новейшим технологиям современные протезы и ортезы, но и предлагает специальные средства реабилитации, предназначенные для облегчения передвижения.

Для человека, который не потерял полностью способность передвижения, очень важно правильно подобрать средство, помогающее ему облегчить выполнение задачи по передвижению в пространстве. Изделия, представленные в этом разделе, помогут сделать правильный выбор, облегчить нагрузку на организм, расширить зону досягаемости. Это легкие в использование, современные изделия. Они просты в эксплуатации, эргономичны, удобны и безопасны. С ними удобно принимать водные процедуры и двигаться.

Ходунки «Степ»



Вспомогательное средство для людей с ограниченными двигательными возможностями. Ходунки "Степ" выполнены из легких труб, регулируются по высоте, облегчают передвижение в пространстве.

Максимальная высота – 90 см.	Цвет – серебристый
Минимальная высота – 78 см.	Максимальная нагрузка – 100 кг.
Материал – дюралюминий	Складывающаяся рама

Ходунки «Степ плюс» (шагающие)



Вспомогательное средство для людей с ограниченными двигательными возможностями. Облегчают передвижение в пространстве, регулируются по высоте. Благодаря встроенным в верхнюю раму шарнирам, ходунки "Степ плюс" могут "следовать" за рукой и шагом пользователя.

Максимальная высота – 90 см.	Цвет – серебристый
Минимальная высота – 78 см.	Максимальная нагрузка – 100 кг.
Материал – дюралюминий	Складывающаяся рама

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ТУАЛЕТНЫЙ ПОРУЧЕНЬ «ВЕГА»



Поручень «Вега» предназначен для помощи людям с нарушениями опорно-двигательной системы при пользовании туалетом. Применяется для стандартного унитаза. Выполнен из алюминия.

Регулируемая высота – 70-80 см.	Регулируемая ширина – 54-64 см.
---------------------------------	---------------------------------

Сидения на ванну

«ДЕЛЬТА»



Сидение вращается в четырех направлениях от 0 до 90°. Изготовлено из особо прочного пластика, нейтрального к воздействию воды. Сиденье на ванну помогает более удобно

принимать водные процедуры и полностью безопасно.

Вес – 6.5 кг

Габариты – 710x530 мм

Максимальная нагрузка – 120 кг.

«АКВА»



Регулируется по ширине ванны, выполнено из особо прочного пластика, имеется дополнительная боковая ручка.

Вспомогательный поручень для захода в ванну «СИРИУС»



Поручень «Сириус» крепится на боковину ванны и обеспечивает дополнительную поддержку человека при принятии душа, так же является удобным средством для захода в ванну. «Сириус» оснащен механизмом регулировки в зависимости от габаритов ванны.

Подъемник для ванны «ФЕЛИКС»



Подъемник для ванны «Феликс» позволит достаточно удобно поместить человека в ванну с водой и также легко ее покинуть. Он выполнен из высококачественной, прочной пластмассы и имеет облегченную конструкцию. Оно легко транспортируется, просто упаковывается и подходит для использования в домашних и больничных условиях. Регулировка подъемника (плавное опускание и поднимание) осуществляется при помощи ручного пульта управления.

Ширина сидения - 370 мм

Глубина сидения - ок. 450 мм

Высота сидения - от 80 до 140 мм

Угол наклона спинки - от 9° до 40°

Макс. нагрузка -130 кг

Продолжительность спуска/подъема - ок. 30 сек

Настенные поручни для туалетно-ванной комнаты «КАПРИЧИО»



Настенные поручни – незаменимое приспособление для людей с ограниченными возможностями. Поручни «Капричио» используются там, где есть необходимость большей поддержки, дополнительного комфорта и безопасности. Туалетно-ванная комната в этом случае оборудуется не только съемным сиденьем, но и настенными поручнями, которые фиксируются к стене при помощи специального крепежа, входящего в комплект. Выполнены из хромированной стали.

Размеры – 30, 40, 45, 60 см.

30 см. x 30 см. x 45°

60 см. x 40 см. x 90°

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



ООО «ОТТО БОКК Сервис»

119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.16, тел. (495) 564 83 60

Отделение ОТТО БОКК в Нижнем Новгороде

603001, Н.Новгород, Нижневолжская наб., д.6/1, тел. (8312) 34 25 20

<http://www.ottobock.ru> e-mail: info@ottobock.ru

Интернет-магазин ОТТО БОКК

Тел.: (495) 564 83 64 www.ottobock-shop.ru